


3

Vis • *Screws*




Vis diamètre 1,5 mm • *diameter 1.5 mm screws*

Mèche à utiliser : Ø 1 mm / *Recommended drill : 1 mm Ø*

● Vis corticale inox *Stainless steel cortical screws*

Longueur en mm / <i>Length in mm</i>	Référence / <i>Reference</i>
6	36.200.06
7	36.200.07
8	36.200.08
9	36.200.09
10	36.200.10

11	36.200.11
12	36.200.12
14	36.200.14
16	36.200.16
18	36.200.18
20	36.200.20



Vis diamètre 2 mm • *diameter 2 mm screws*


Mèche à utiliser : Ø 1,5 mm / *Recommended drill : 1.5 mm Ø*

● Vis corticale inox *Stainless steel cortical screws*

Longueur en mm / <i>Length in mm</i>	Référence / <i>Reference</i>
6	36.201.06
8	36.201.08
10	36.201.10
12	36.201.12
14	36.201.14
16	36.201.16

18	36.201.18
20	36.201.20
22	36.201.22
24	36.201.24
26	36.201.26
28	36.201.28

30	36.201.30
32	36.201.32
34	36.201.34
36	36.201.36
38	36.201.38
40	36.201.40



Vis diamètre 2,7 mm • *diameter 2.7 mm screws*


Mèche à utiliser : Ø 2 mm / *Recommended drill : 2 mm Ø*

● Vis corticale inox autotaraudeuse *Self-tapping stainless steel cortical screws*

Longueur en mm / <i>Length in mm</i>	Référence / <i>Reference</i>
6	36.203.06
8	36.203.08
10	36.203.10
12	36.203.12
14	36.203.14

16	36.203.16
18	36.203.18
20	36.203.20
22	36.203.22
24	36.203.24
26	36.203.26

28	36.203.28
32	36.203.32
34	36.203.34
36	36.203.36
38	36.203.38
40	36.203.40



Vis diamètre 3,5 mm • *diameter 3.5 mm screws*

Mèche à utiliser : Ø 2,5 mm / *Recommended drill : 2.5 mm Ø*


Vis corticale inox

Stainless steel cortical screws

Longueur en mm / <i>Length in mm</i>	Référence / <i>Reference</i>
10	36.204.10
12	36.204.12
14	36.204.14
16	36.204.16
18	36.204.18

20	36.204.20
22	36.204.22
24	36.204.24
26	36.204.26
28	36.204.28
30	36.204.30
32	36.204.32

34	36.204.34
36	36.204.36
38	36.204.38
40	36.204.40
45	36.204.45
50	36.204.50
55	36.204.55




Vis autotaraudeuse corticale inox ou titane

Self-tapping cortical screws stainless steel or titanium

Long. / <i>Length</i> mm	Réf inox / <i>Stainless</i> <i>steel</i>	Réf titane / <i>Titanium</i>
10	36.710.10	36.205.10
12	36.710.12	36.205.12
14	36.710.14	36.205.14
16	36.710.16	36.205.16
18	36.710.18	36.205.18
20	36.710.20	36.205.20
22	36.710.22	36.205.22
24	36.710.24	36.205.24
26	36.710.26	36.205.26
28	36.710.28	36.205.28

Long. / <i>Length</i> mm	Réf inox / <i>Stainless</i> <i>steel</i>	Réf titane / <i>Titanium</i>
30	36.710.30	36.205.30
32	36.710.32	36.205.32
34	36.710.34	36.205.34
36	36.710.36	36.205.36
38	36.710.38	36.205.38
40	36.710.40	36.205.40
42	36.710.42	36.205.42
44	36.710.44	36.205.44
45	36.710.45	36.205.45
46	36.710.46	36.205.46

Long. / <i>Length</i> mm	Réf inox / <i>Stainless</i> <i>steel</i>	Réf titane / <i>Titanium</i>
48	36.710.48	36.205.48
50	36.710.50	36.205.50
55	36.710.55	36.205.55
60	36.710.60	
65	36.710.65	
70	36.710.70	
75	36.710.75	
80	36.710.80	
85	36.710.85	
90	36.710.90	




Vis verrouillée autotaraudeuse corticale inox

Stainless steel self-tapping cortical locking screw

Long. en mm / <i>Length in mm</i>	Référence / <i>Reference</i>
10	36.744.10
12	36.744.12
14	36.744.14
16	36.744.16
18	36.744.18
20	36.744.20
24	36.744.24
26	36.744.26
28	36.744.28

30	36.744.30
32	36.744.32
34	36.744.34
36	36.744.36
38	36.744.38
40	36.744.40
42	36.744.42
44	36.744.44
45	36.744.45

46	36.744.46
48	36.744.48
50	36.744.50
55	36.744.55
60	36.744.60
65	36.744.65
70	36.744.70
75	36.744.75
80	36.744.80



Guide perçage *Drilling guide*

Référence
36.744.00




Vis diamètre 4 mm • *diameter 4 mm screws*

Mèche à utiliser : Ø 2 mm / *Recommended drill : 2 mm Ø*

● Vis à spongieux inox *Stainless steel cancellous bone screw*


Long. / Length mm	Référence
10	36.206.10
12	36.206.12
14	36.206.14
16	36.206.16
18	36.206.18
20	36.206.20
22	36.206.22
24	36.206.24
26	36.206.26

28	36.206.28
30	36.206.30
35	36.206.35
40	36.206.40
45	36.206.45
50	36.206.50
55	36.206.55
60	36.206.60
65	36.206.65
70	36.206.70
75	36.206.75



Long. / Length mm	Référence
10	36.207.10
12	36.207.12
14	36.207.14
16	36.207.16
18	36.207.18
20	36.207.20
22	36.207.22
24	36.207.24
26	36.207.26

28	36.207.28
30	36.207.30
35	36.207.35
40	36.207.40
45	36.207.45
50	36.207.50
55	36.207.55
60	36.207.60
65	36.207.65
70	36.207.70
75	36.207.75



Vis diamètre 4,5 mm • *diameter 4.5 mm screws*

Mèche à utiliser : Ø 3 mm / *Recommended drill : 3 mm Ø*


● Vis corticale inox *Stainless steel cortical screw*

Long. / Length mm	Référence
14	36.214.14
16	36.214.16
18	36.214.18
20	36.214.20
22	36.214.22
24	36.214.24
26	36.214.26
28	36.214.28

30	36.214.30
32	36.214.32
34	36.214.34
36	36.214.36
38	36.214.38
40	36.214.40
42	36.214.42
44	36.214.44
45	36.214.45
46	36.214.46
48	36.214.48

50	36.214.50
52	36.214.52
54	36.214.54
55	36.214.55
56	36.214.56
58	36.214.58
60	36.214.60
62	36.214.62
64	36.214.64
65	36.214.65
66	36.214.66

68	36.214.68
70	36.214.70
72	36.214.72
74	36.214.74
75	36.214.75
76	36.214.76
78	36.214.78
80	36.214.80
85	36.214.85
90	36.214.90
95	36.214.95




● Vis autotaraudeuse corticale inox *Stainless steel self-tapping cortical screw*

Long. / Length mm	Référence
14	36.730.14
16	36.730.16
18	36.730.18
20	36.730.20
22	36.730.22
24	36.730.24

26	36.730.26
28	36.730.28
30	36.730.30
32	36.730.32
34	36.730.34
36	36.730.36
38	36.730.38
40	36.730.40

42	36.730.42
44	36.730.44
45	36.730.45
46	36.730.46
48	36.730.48
50	36.730.50
55	36.730.55
60	36.730.60

65	36.730.65
70	36.730.70
75	36.730.75
80	36.730.80
85	36.730.85
90	36.730.90
95	36.730.95
100	36.731.100



Vis verrouillée autotaraudeuse corticale inox
Stainless steel self-tapping cortical locking screw

Long. / Length mm	Référence	24	36.742.24	40	36.742.40	60	36.742.60
14	36.742.14	26	36.742.26	42	36.742.42	65	36.742.65
16	36.742.16	28	36.742.28	44	36.742.44	70	36.742.70
18	36.742.18	30	36.742.30	45	36.742.45	75	36.742.75
20	36.742.20	32	36.742.32	46	36.742.46	80	36.742.80
22	36.742.22	34	36.742.34	48	36.742.48	85	36.742.85
		36	36.742.36	50	36.742.50	90	36.742.90
		38	36.742.38	55	36.742.55	95	36.742.95





Guide perçage / *Drilling guide*

Référence
36.742.00



Vis canulée titane pour plaque pour épiphysiodèse
Titanium canulated screws for epiphysiodesis

Longueur en mm / Length in mm	Référence / Reference
24	36.241.24
32	36.241.32




Broche à utiliser : Ø 1,6 mm
Recommended wire : 1.6 mm Ø

Mèche à utiliser : Ø 3 mm
Recommended drill : 3 mm Ø

Vis malléolaire inox
Stainless steel malleolus screw


Long. / Length mm	Référence	40	36.215.40	70	36.215.70
25	36.215.25	45	36.215.45	75	36.215.75
30	36.215.30	50	36.215.50	80	36.215.80
35	36.215.35	55	36.215.55	85	36.215.85
		60	36.215.60	90	36.215.90
		65	36.215.65	95	36.215.95



Vis pour clou verrouillé inox
Stainless steel screw for locked nails

Mèche à utiliser : Ø 3,9 mm
Recommended drill : 3.9 mm Ø

Long. / Length mm	Référence	35	36.048.35	65	36.048.65
20	36.048.20	40	36.048.40	70	36.048.70
25	36.048.25	45	36.048.45	75	36.048.75
30	36.048.30	50	36.048.50	80	36.048.80
		55	36.048.55	85	36.048.85
		60	36.048.60	90	36.048.90



Vis diamètre 5 mm • *diameter 5 mm screws*


Mèche à utiliser : Ø 3,5 mm / *Recommended drill : 3.5 mm Ø*

● Vis autotaraudeuse corticale *Self-tapping cortical screw*

Mèche à utiliser : Ø 3,9 mm / *Recommended drill : 3.9 mm Ø*

Long. / Length mm	Réf inox / Stainless steel	Réf titane / Titanium
20	36.750.20	36.760.20
25	36.750.25	36.760.25
30	36.750.30	36.760.30
35	36.750.35	36.760.35
40	36.750.40	36.760.40
45	36.750.45	36.760.45
50	36.750.50	36.760.50
55	36.750.55	36.760.55
60	36.750.60	36.760.60

Long. / Length mm	Réf inox / Stainless steel	Réf titane / Titanium
65	36.750.65	36.760.65
70	36.750.70	36.760.70
75	36.750.75	36.760.75
80	36.750.80	36.760.80
85	36.750.85	36.760.85
90	36.750.90	36.760.90
95	36.750.95	36.760.95
100	36.750.100	36.760.100
105	36.750.105	
110	36.750.110	




● Vis pour clou verrouillé inox *Stainless steel screw for locked nails*

Mèche à utiliser : Ø 4,4 mm
Recommended drill : 4.4 mm Ø

Long. / Length mm	Référence
20	36.047.20
25	36.047.25
30	36.047.30

35	36.047.35
40	36.047.40
45	36.047.45
50	36.047.50
55	36.047.55
60	36.047.60

65	36.047.65
70	36.047.70
75	36.047.75
80	36.047.80
85	36.047.85
90	36.047.90




Vis diamètre 6,5 mm • *diameter 6.5 mm screws*

Mèche à utiliser : Ø 3 mm / *Recommended drill : 3 mm Ø*

● Vis à spongieux Ø 6,5 inox *Stainless steel cancellous bone screws Ø 6.5*


Long. Length mm	Référence Filetage 16 mm 16 mm thread	Référence Filetage 32 mm 32 mm thread	Référence Filetage entier Entirely threaded
25	36.216.25		36.218.25
30	36.216.30		36.218.30
35	36.216.35	36.217.35	36.218.35
40	36.216.40	36.217.40	36.218.40
45	36.216.45	36.217.45	36.218.45
50	36.216.50	36.217.50	36.218.50
55	36.216.55	36.217.55	36.218.55
60	36.216.60	36.217.60	36.218.60
65	36.216.65	36.217.65	36.218.65

Long. Length mm	Référence Filetage 16 mm 16 mm thread	Référence Filetage 32 mm 32 mm thread	Référence Filetage entier Entirely threaded
70	36.216.70	36.217.70	36.218.70
75	36.216.75	36.217.75	36.218.75
80	36.216.80	36.217.80	36.218.80
85	36.216.85	36.217.85	36.218.85
90	36.216.90	36.217.90	36.218.90
95	36.216.95	36.217.95	36.218.95
100	36.216.100	36.217.100	36.218.100
105	36.216.105	36.217.105	36.218.105
110	36.216.110	36.217.110	36.218.110




● Vis spongieuses canulées
diamètre 6,5mm
*Cancellous canulated screw
diameter 6,5mm*

Long. / Length mm	Référence Reference
40	36.125.40
45	36.125.45
50	36.125.50
55	36.125.55
60	36.125.60
65	36.125.65
70	36.125.70
75	36.125.75



● Vis verrouillées
Locked screws

Long. / Length mm	Référence Reference
25	36.125.25V
30	36.125.30V
35	36.125.35V
40	36.125.40V
45	36.125.45V
50	36.125.50V



Tournevis • *Screw-drivers*

Désignation / Description	Référence
Lane en croix / <i>Lane in cross</i>	33.632.25
Lane / <i>Lane</i>	33.620.25
6 pans 1,5 pour vis Ø 1,5 - 2 <i>6 sides 1.5 for screws Ø 1.5 - 2</i>	33.628.15
6 pans 2,5 pour vis Ø 2,7 - 3,5 <i>6 sides 2.5 for screws Ø 2.7 - 3.5</i>	33.628.25
6 pans 3,5 pour vis Ø 4,5 - 5 - 6,5 <i>6 sides 3.5 for screws Ø 4.5 - 5 - 6.5</i>	33.628.35
6 pans 2,5 avec système de préhension <i>6 sides 2.5 with gripping system</i>	33.634.25

Désignation / Description	Référence
6 pans 3,5 avec système de préhension <i>6 sides 3.5 with gripping system</i>	33.634.55
perforé pour vis Ø 6,5 <i>perforé for screw 6.5 Ø</i>	35.000.10
6 pans 1,5 / <i>6 sides 1.5</i>	61.400.15
6 pans 2,5 perforé / <i>6 sides 2.5 perforé</i>	61.410.25
6 pans 3,5 à cardan / <i>6 sides 3.5</i>	33.634.35
à encliquetage pour vis Ø 3,5	33.631.35



Rondelle • *Washer*

Titane / Titanium		
Ø	Ø des vis <i>Screws diameter</i>	Référence Reference
7 mm	3,5	36.219.97
13 mm	4,5 - 5 - 6,5	36.219.99

Inox / Stainless steel		
Ø	Ø des vis <i>Screws diameter</i>	Référence Reference
7 mm	3,5	36.219.35
13 mm	4,5 - 5 - 6,5	36.219.45
20 mm	7	36.209.97




Rondelle elliptique inox • *Stainless steel elliptical washer*

Référence
36.219.40




Jauge • *Gauge*

Désignation / Description	Référence
Jauge de longueur vis Ø 2,7 à 4 mm (1) <i>Depth gauge for 2,7 to 4 mm screw</i>	33.319.01
Jauge de longueur vis Ø 4,5 à 6,5 mm (1) <i>Depth gauge for 4,5 to 6,5 mm screw</i>	33.319.10
Jauge de profondeur (2) <i>Depht gauge</i>	36.093.40
Jauge de profondeur (3) <i>Depht gauge</i>	61.600.00



Mèche à os • *Bone drills*



Mèche perforée <i>Perforated drill</i>	
Ø mm	Référence <i>Reference</i>
5	51.040.50
6	51.040.06
7	51.040.07
9	51.040.09

Mèche <i>Drill</i>		
Ø mm	Long. totale <i>Total length</i>	Référence <i>Reference</i>
1	100	33.310.10
1,5	150	33.315.15
2	150	33.320.15
2,5	150	33.325.15
2,7	85	33.327.08
2,7	150	33.327.15
3	170	33.330.17
3,2	170	33.332.17
4	170	33.340.17
4,5	170	33.345.17

Mèche à encliquetage <i>Fast locking drill</i>	
Ø mm	Référence <i>Reference</i>
1	33.313.10
1,5	33.313.15
1,8	33.313.18
2	33.313.20
2,5	33.313.25
2,7	33.313.27
3	33.313.30
3,2	33.313.32
3,2	33.313.32L
4	33.313.40
4,5	33.313.45
4,5	33.313.45L

Taraud • Tap

Référence
33.311.44



Poignée en T à verrouillage rapide / *T handle*

Désignation / Description	Référence
Taraud court pour vis Ø 3,5 mm <i>Short threaded tap for screw 3,5 mm Ø</i>	33.311.32
Taraud long pour vis Ø 3,5 mm <i>Long threaded tap for screw 3,5 mm Ø</i>	33.311.33
Taraud pour vis Ø 4 mm <i>Threaded tap for screw 4 mm Ø</i>	33.311.34
Taraud court pour vis Ø 4,5 mm <i>Short threaded tap for screw 4,5 mm Ø</i>	33.311.46
Taraud long pour vis Ø 4,5 mm <i>Long threaded tap for screw 4,5 mm Ø</i>	33.311.48
Taraud pour vis Ø 6,5 mm <i>Threaded tap for screw 6,5 mm Ø</i>	33.311.66

Désignation / Description	Référence
Taraud avec manche pour vis Ø 2,7 mm <i>Tap with handle screw 2,7 mm Ø</i>	33.312.27
Taraud avec manche pour vis Ø 3,5 mm <i>Tap with handle screw 3,5 mm Ø</i>	33.312.35
Taraud avec manche pour vis Ø 4,5 mm <i>Tap with handle screw 4,5 mm Ø</i>	33.312.45
Taraud avec manche pour vis Ø 5 mm <i>Tap with handle screw 5 mm Ø</i>	33.312.50



Guide mèche • Drill guide

Désignation / Description	Référence
Guide mèche Ø 3,5 mm <i>Drill guide 3,5 mm Ø</i>	33.333.31
Guide mèche Ø 4,5 mm <i>Drill guide 4,5mm Ø</i>	33.333.34

Désignation / Description	Référence
Guide mèche Ø 2,7 et 3,5 mm <i>Drill guide 2,7 and 3,5 mm Ø</i>	33.334.35
Guide mèche Ø 4,5 et 5 mm <i>Drill guide 4,5 and 5 mm Ø</i>	33.334.50



Douille • Casing

Référence
33.312.48



Douille de centrage Ø 4,5/3,2 mm / *Casing of centering 4,5/3,2 mm*

Trépan • Trephine

Ø mm	Référence <i>Reference</i>
	51.018.00
	51.018.01
	51.018.02

Rangement pour vis stériles

Stérile screw cupboard

Désignation / Description	Référence
Chariot / <i>Trolley</i> hauteur 1,90 m, largeur 45 cm, profondeur 55 cm	36.000.00
Rack / <i>Rack</i>	36.000.10

Conditionnement vis stériles

- 1) Commande par boîtes de **10 vis**
- 2) Conditionnement : 10 vis sous double emballage, sachet pelable, **stériles**
- 3) Rangement des boîtes dans un rack mobile mis à disposition par **MEDICALEX**
- 4) Date de péremption : **5 ans**
- 5) Pas de vérification mélange/tailles vis
- 6) Traçabilité **rigoureuse**
- 7) Meilleure **traçabilité** pour le patient, pour l'équipe d'encadrement, pour l'ibode circulant
- 8) Livraison en **24 h**
- 9) À la réception des colis, rangement **immédiat** sur les racks, gain de temps
- 10) Utilisation **immédiate** dès le choix de la taille par le chirurgien en per-opératoire

Conditionnement vis non stériles

- 1) Achat de vis non stériles par paquet
- 2) À réception : 3 lavages des vis avant stérilisation
- 3) Rangement des vis dans les casiers correspondants
- 4) Remplissage des racks de vis dans des containers de visserie selon les tailles
- 5) Stérilisation des containers
- 6) Rangement des containers dans l'arsenal stérile
- 7) Date de péremption des containers : maximum 6 mois
- 8) Après chaque intervention, refaire toutes les étapes de la stérilisation
- 9) Prendre en compte le coût de la stérilisation, coût d'un autoclave 700 / 800 €, du personnel, du temps
- 10) Gestion des commandes
- 11) Réutilisation de la même vis en per-opératoire
- 12) Risques liés à une mauvaise traçabilité

Conclusion

- Meilleure présentation du concept
- Gain de temps pour les différentes équipes
- Meilleure traçabilité pour le patient
- Meilleure traçabilité pour l'établissement de santé, élément de check-list
- Fabrication française
- Économie de budget avec des commandes plus régulières et moins importantes

Bibliographie / Bibliography

•

