

Fixateur de Poignet Radiotransparent RX

Transparence
et efficacité
à portée de main

Fixateur de Poignet Radiotransparent RX

Excellente vue d'ensemble de la fracture, pas d'obstacle à la vision du radius et des carpiens



La forme des articulations

permet une bonne réduction anatomique

La légèreté

pour un plus grand confort du patient

Un compresseur-distracteur

permet une compression-distraktion précise et aisée de la fracture



Un corps télescopique radiotransparent

Prêt à l'emploi

disponible en kit stérile et pratique comprenant tout l'ancillaire de pose, le compresseur-distracteur et les fiches



Distributeur:

ORTHOFIX SA

1, Rue du Président Wilson
94250 Gentilly
Téléphone: 00 33 (0)1 41 98 33 33
Télécopie: 00 33 (0)1 41 98 33 44

Référence Produit

Réf.	Désignation
99-36501	Kit Fixateur de Poignet Radiotransparent RX, stérile
Pour toutes informations complémentaires se référer à la rubrique "Fixateur de Poignet Radiotransparent RX" du Catalogue Général Orthofix	

Consulter l'Abregé de Technique Opératoire PG 150

Bibliographie:

1) Nelson DL : "The RadioLucent Wrist Fixator for Distal Radius Fractures" Orthofix External Fixation in Trauma and Orthopaedics, G. De Bastiani et al. Springer 2000, Ch. 17: 181-191.

 **ORTHOFIX**
ALWAYS INNOVATING
www.orthofix.com

PB RLW F1 04A-10/08